

Upotreba i održavanje


OLIMPIA

FOTELJA



1	PODACI	2
2	UPOZORENJA	3
2.1	Opšta upozorenja	3
2.2	Piktogrami	4
3	OTPAKIVANJE.....	5
3.1	Preporuke za zaštitu okoline	5
4	OPIS UREĐAJA	6
4.1	Delovi uređaja	6
5	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	7
6	ELEKTRIČNE SPECIFIKACIJE	8
7	UPOTREBA	9
8	KORIŠĆENJE UREĐAJA.....	10
9	RUTINSKO ODRŽAVANJE	11
9.1	Čišćenje tastature	11
9.2	Čišćenje tkanina	11
10	REŠAVANJE PROBLEMA.....	12
11	GARANCIJA	13



 www.antanogroup.com info@antanogroup.com	 ANJI KANGDI FURNITURE CO.,LTD. Tangpu Industrial Zone, Anji County, Zhejiang Province, China
	 Lotus Global co Ltd 1 Four Seasons Terrace, West Drayton, Middlesex, UK
OLIMPIA <i>Poltrona Relax 2 motori</i>	 = 130 Kg  = 170 Kg   
 00/00/0000	24 V === max. 10 A Duty cycle 2 min ON/18 min OFF max. Force: 6000 N Tensione di alimentazione: 220-240 V ~50/60 Hz Tensione interna: 24 V === 4A
Numero serie	  

Da biste videli nalepnicu podignite fotelju i pogledajte zadnji okvir.



Oprez !

Proveriti da li se nalepnica nalazi na uređaju

2.1 Opšta upozorenja

- Ovo uputstvo za upotrebu predstavlja sastavni deo isporuke; prema tome mora se čuvati na sigurnom i dostupnom mestu za brzu upotrebu.
- Ovo uputstvo je namenjeno korisnicima, vlasniku, menadžerima za bezbednost i osoblju za održavanje.

- Ovo uputstvo daje naznake za upotrebu opreme, njene tehničke karakteristike, način transporta, skladištenje, održavanje, odlaganje i bezbednosne mere. Međutim, možda nikada neće zameniti korisničko iskustvo.
- Ne koristiti uređaj u slučaju da ste primetili oštećenja nastala tokom transporta. Obratiti se ovlašćenom prodavcu radi provere i servisiranja uređaja.
- Osoba koja koristi uređaj mora u potpunosti biti upoznata sa sadržajem uputstva.
- Pre upotrebe uređaja uvek proveriti efikasnost funkcionalnih delova.
- Ako su ovo uputstvo ili nalepnice i/ili oznake na proizvodu oštećeni čak i samo delimično, izbledeli, nečitljivi bilo delimično ili u celosti kopija se mora odmah nabaviti od autorizovanog prodavca.

Korisnik

- Ovo uputstvo je sastavljeno uzimajući u obzir karakteristike, znanje, nivo kulture i obučenosti korisnika.
Korisnik mora posedovati sledeće veštine:
 - Sposobnost procene opasnih situacija i delovanje smireno i sa razumom.
 - Odlično znanje pismenog i govornog engleskog jezika
 - Poznavanje značenja simbola i oznaka.
- **Mere predostrožnosti**
 - Ne koristiti uređaj ako je presvlaka od kože ili tkanine poderana i tako je izložena unutrašnja oprema.
 - Ne koristiti za masiranje glave, trbušnog područja, laktova, kolena i ruku.
 - Nikada ne isključivati iz mreže mokrim rukama.

- Ne dozvoliti deci da koriste uređaj ili da se igraju na njemu.
- Ne koristiti uređaj za masažu sa ostalom opremom.
- Ne koristiti daljinski upravljač mokrim rukama.
- Ne rasklapati ili modifikovati uređaj.



OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, KRATKOG SPOJA ILI POŽARA!

U slučaju da uređaj ne radi ili da radi sa greškama odmah prestati sa korišćenjem i isključiti ga sa mrežnog napajanja. Kontaktirati autorizovanog prodavca.



RIZIK OD LOŠEG OSEĆAJA !

U slučaju da se ne osećate dobro tokom upotrebe ili osećate bol zbog preterano oštre stimulacije, odmah isključite uređaj i prekinite sa sesijom.

- **Upozorenja o korišćenju mehanizma**
 - U slučaju upotrebe podesivog naslona za leđa ili za noge obratiti maksimalnu pažnju da u blizini nema nikakvih predmeta ili osoba kako biste izbegli bilo koje incidente.
- Izbegavajte da nasilno sednete na fotelju.
- Ne dozvoliti deci da se igraju sa foteljom.
 - Deca ili osobe sa invaliditetom ne mogu koristiti fotelju osim pod nadzorom.
- **Mere predostrožnosti u vezi struje**
 - Ubaciti utikač u utičnicu do kraja kako biste sprečili kratki spoj ili požar.
 - Kada se uređaj ne koristi proveriti da nije pod naponom i da je daljinski upravljač smešten u odgovarajući džep ukoliko postoji.
 - Ako je kabl za napajanje isključen ponašajte se pažljivo da ga ne oštetite.
- Ne smeju se koristiti druge komponente osim onih u kompletu.
- Fotelja se mora koristiti isključivo u kućnom okruženju.
- Uređaj ne sme biti izložen izvoru toplote, vlage i ne sme se koristiti drugačije od navedenog u ovom uputstvu.
- Ne koristiti materijale koji mogu naštetiti zdravlju krajnjeg korisnika.

- **Upozorenja za postavljanje**
 - Izabrati ravno mesto koje podnosi masu fotelje.
 - Preporučljivo je koristiti čilim ili tepih ispod fotelje da biste sprečili oštećenje poda prilikom pomeranja uređaja.
 - Postaviti fotelju na mestu koje nije direktno izloženo sunčevoj svetlosti kako biste sprečili bilo kakvo optećenje presvlake. U suprotnom osigurajte da prozori imaju zavese.
 - Prilikom pomeranja fotelje namotati kabl za napajanje i staviti u odgovarajući džep da bi se sprečile nezgode.
 - Pri pomeranju fotelje obratiti pažnju na moguća oštećenja poda. Točkovi fotelje mogu da ga oštete.
 - Ne pomerati fotelju sa predmetima ili ljudima na njoj.
- **Prostor i mere predostrožnosti za podešavanje naslona za leđa**
 - Prilikom naslanjanja na fotelju obratiti pažnju da iza fotelje ne bude prepreka (osobe ili predmeti).
 - Obratiti pažnju da ne stanete na kabl za napajanje ili daljinski upravljač.



Ne sme se koristiti u prostorijama sa visokim procentom vlage kao što su kupatila ili gde je fotelja izložena vlažnosti.

- Postaviti uređaj na sigurnosnu daljinu od preko 70 cm od zida.

2.2 Piktogrami

Sledeći piktogrami se mogu pronaći na uređaju i u ovom uputstvu.

	Pročitati uputstvo za upotrebu
	Operacije koje mora izvoditi kvalifikovano osoblje
	Oprez ! Važna informacija
	Oprez ! Važna informacija
	Oprez ! Opasnost
	Rizik od prignječenja prstiju u mehaničkom prenosniku
	Opasnost od prignječenja ruku i nogu
	Oprez opasan napon
	Nositi samo zatvorenu obuću
	Zabranjeno je nošenje cipela sa visokom petom ili papuča.

Proizvođač zadržava pravo izmene proizvoda i odgovarajućeg uputstva za upotrebu bez predhodne najave ili obaveze ažuriranja predhodne produkcije.

Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu zbog upotrebe od strane neobučenog osoblja, neovlašćenih prepravki ili operacija, vanrednih događaja i nepoštovanja uputstva za upotrebu delimično ili u celini.





U slučaju upotrebe podesivog naslona za leđa ili naslona za noge obratiti najveću pažnju na okruženje (predmete ili osobe) da biste izbegli bilo




Obratiti pažnju na prevrtanje kada koristite kolica za rukovanje proizvodom da bi ste sprečili povrede.

- Otvoriti pakovanje i pažljivo izvadite sadržaj vodeći računa da se ne ošteti.

Nakon raspakivanja uređaja proveriti da nije oštećen.

Čuvajte pakovanje u slučaju da ga ponovo treba koristiti; u suprotnom, ako je potrebno organizujte da se uređaj spakuje na isti način.



3.1 Preporuke za zaštitu životne sredine



Materijal za pakovanje se može reciklirati 100%. Za odlaganje poštovati lokalne standarde. Ambalažni materijal (plastične kese, delovi od polistirena, itd..) moraju se držati dalje od dece jer su izvori moguće opasnosti.

U skladu sa delom 13 zakonske uredbe 25/07/2005 Br. 151 "implementacija direktiva 2002/95/EC, 2002/96/EC i 2003/108/EC o smanjenju opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi kao i odlaganju otpada".



Simbol precrtane kante za đubre na uređaju pokazuje da se proizvod na kraju svog životnog veka mora sakupljati odvojeno od ostalog otpada.

Krajnji korisnik mora isporučiti opremu koja je na kraju svog životnog veka u odgovarajuće posebne centre za sakupljanje električnog i elektronskog otpada, ili je ponovo isporučiti prodavcu nakon kupovine nove opreme ekvivalentnog tipa u odnosu jedan prema jedan.

Odgovarajuća odvojena kolekcija za naknadno slanje opreme na recikliranje, tretman ili uklanjanje doprinosi sprečavanje mogućih negativnih efekata na zdravlje i životnu sredinu i promoviše recikliranje materijala.

Za dodatne informacije o tretmanu, popravci ili recikliranju ovog proizvoda, molimo vas da kontaktirate odgovarajuću lokalnu kancelariju u vezi sa važećim zakonima.

Fotelja **OLIMPIA** je proizvod na električni pogon koja je namenjena za sedenje ljudi kojima je potrebna pomoć u određenom položaju ili jednostavno opuštanje.

Specijalizovane aplikacije ili koje zahtevaju posebne funkcije nisu uključene.

4.1 Komponente uređaja





Za podatke koji nisu navedeni u ovom odeljku pogledati pločicu sa serijskim brojem na

50 cm (altezza seduta da terra)



78 cm (larghezza)

108 cm (altezza)

84 cm (profondità MIN)



62 cm (altezza dei braccioli da terra)



176 cm (profondità MAX)

Dubina 54 cm
Širina 53 cm

146 cm (altezza MAX)



Sedište:



*Za podatke koji nisu navedeni u ovom odeljku
pogledati pločicu sa serijskim brojem na*

NAPON	100Vac	120Vac	230Vac	240Vac
<i>Frekvencija (Hz)</i>	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
<i>Okvir/fotelja sa napajanjem SU15</i>	110 W	145 W	110 W	110 W
<i>Okvir/fotelja sa napajanjem SU40</i>	110 W	145 W	110 W	110 W

RADNI CIKLUS: FOTELJA	2 min. Uključeno/5 min. Isključeno
------------------------------	---

Uslovi za skladištenje i upotrebu

Radno okruženje: Temperatura: od 0 C° do 40 C°.
Vlažnost: od 20 do 70% (bez kondenzacije).

Okruženje za skladištenje: Temperatura: od -10 C° do 70 C°.
Vlažnost: od 10 do 70% (bez kondenzacije).

Uređaj je opremljen sa 2 MOTORA.



Pročitati uputstvo za upotrebu

NAMENA

Uređaj se može svakodnevno koristiti pod uslovom da su svi funkcionalni delovi efikasni.

Uređaj je razvijen tako da omogućava korisniku da dostigne određene položaje ili da se opusti.

Uređaj je predviđen za upotrebu u kućnom okruženju.

Oprema se može smestiti samo u prostor sa ravnim površinama i stabilnim podom.

Upotrebljava se onako kako je opisano u ovom uputstvu; stoga preporučujemo pažljivo čitanje ovog uputstva kako biste se upoznali sa funkcijama uređaja.

POKRETANJE OPREME

Prilikom pokretanja opreme iz bezbednosnih razloga preporučuje se nošenje zatvorene obuće.

Za postavljanje fotelje videte paragraf [2.1](#).

NAMENA

Uređaj je namenjen svima pod uslovom da se poštuju sigurnosna pravila navedena u ovom uputstvu

KONTRAINDIKACIJE ZA UPOTREBU

- Ne koristiti ako nosite mokru odeću.
- Ne koristiti ako je fotelja mokra.
- Ne koristiti ako je napon drugačiji od onog navedenog na nalepnici.
- Ne priključujte neizolovane kablove za napajanje.
- Ne koristiti u prostorijama sa visokim procentom vlage, kao što su kupatila ili napolju.
- Ne sedeti ili ne penjati se ili skakati na naslon za leđa, ruke ili noge.
- Ne koristite mašinu ako imate kopče za kosu na glavi ili drugo Ako imate veoma dugu kosu jednostavno je skupite rukama niz jedno rame.
- Ne stavljati ruke ili stopala ispod fotelje, prostor između naslona za leđa i sedišta ili naslona za ruke.
- Ne koristiti u slučaju oštećenja kabela za napajanje, utikača i utičnice.
- Nemojte oštetiti, lomiti, modifikovati, savijati, vući, uvrnati, navijati napojni kabl tokom upotrebe.
- Ne stavljati teške predmete na fotelju.
- Nemojte oštetiti utikač sa pinovima, vodom ili prljavštinom raznih vrsta.
- Ne postavljati fotelju u blizini peći ili drugih izvora toplote.
- Ne postavljati kabl za napajanje u blizini izvora toplote ili vrućih površina.

RIZICI



- Rizik od povrede ili strujnog udara kod nošenja mokre odeće.
- Rizik od povrede ili strujnog udara ako je fotelja mokra.
- Rizik od požara ili kratkog spoja ako se koristi napon koji nije naveden na nalepnici.
- Rizik od povrede ili oštećenje mašine ako se sedi na naslonima za ruke, noge i leđa.
- Rizik od povrede ako se ruke ili stopala postavljaju ispod fotelje.
- Rizik od strujnog udara, kratkog spoja i požara ako se koristi uređaj sa oštećenim kablovima, utikačem ili utičnicom.
- Rizik od strujnog udara, kratkog spoja i požara ako je kabl za napajanje oštećen.
- Rizik od strujnog udara, kratkog spoja i požara tokom kretanja ako su na fotelji predmeti velike mase.
- Rizik od strujnog udara, kratkog spoja i požara ako je utikač oštećen pinovima, vodom ili prljavštinom raznih vrsta.
- Rizik od požara ili kvara ako se fotelja postavi blizu peći ili drugih izvora toplote.
- Rizik od požara, grešaka ili povrede osoba ako je kabl za napajanje postavljen blizu izvora toplote ili vrućih površina.

8 KORIŠĆENJE UREĐAJA



Sedite udobno u fotelji u opuštajućem položaju, leđima naslonjenim na naslon.
Kada koristite fotelju uvek nosite odeću.

Primer upotrebe:


Naslon za noge je podignut
(pritiskom i držanjem)




Naslon za leđa je spušten
(pritiskom i držanjem)



Naslon za leđa je podignut
(pritiskom i držanjem)





*Naslon za noge je spušten
(pritiskom i držanjem)*



*Kada je oslonac za noge
potpuno spušten i dugme
pritisnuto i zadržano ponovo
fotelja se naginje unapred.
Ovaj pokret je koristan za
lakši silazak sa fotelje.*



**Rizik od prignječenja prstiju u
mehaničkom prenosniku**



**Opasnost od prignječenja ruku i
nogu**



9 RUTINSKO ODRŽAVANJE

9.1 Čišćenje tastature

Očistiti vlažnom krpom. U slučaju jake prljavštine koristiti samo neutralni deterdžent. **Nikada ne koristiti rastvarače, benzin, dizel, ulje, trihloretilen ili alcohol.**

9.2 Čišćenje tkanina

Za održavanje tkanina koristiti odgovarajući komplet za čišćenje koji se može naći kod ovlašćenih prodavaca.



- **Tokom održavanja uvek isključiti napajanje prekidačem I izvući kabl iz utičnice.** Na dalje, ne izvodite ovo mokrim rukama.
- Ne prosipati vodu na uređaj.
- Za održavanje presvlake (fotelja) ne koristiti neutralne deterdžente, izbjelivače, trihloretilen, benzene ili druge razređivače.
- Nikada ne koristiti lak u spreju, masne kreme i neadekvatne proizvode.
- Ako se okvir/fotelja neće koristiti duže vreme, čuvati ih u prostorijama sa malim procentom vlage i prašine kako bi se sprečilo stvaranje buđi na presvlaci ili rđe na mehanizmu okvira.
- Ako se fotelja mora pomerati, pridržati donji deo desnog i levog naslona za ruke.
- Ne čuvati na mestima koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini izvora toplote.
- **Ne skladištiti proizvod napolju.**

SLUČAJ	ŠTA PROVERITI	REŠENJE
Tokom upotrebe stvara čudnu buku	Neizbežna, ali nije greška mašine	To ne utiče na radni vek mašine
Podloga je topla	Uređaj je verovatno u upotrebi duže od 30 minuta.	Nema uticaja na mašinu
Ako se fotelja isključi nakon duže upotrebe to može biti posledica automatski resetovanog prekidača		Isključiti kabl sa mreže i sačekati nekoliko sati

U situaciji da se pojave slučajevi koji nisu gore navedeni isključiti sa mrežnog napajanja, sačekati neko vreme, ponovo uključiti na mrežno napajanje i uključiti prekidač.

Mašina može odavati čudan miris kada je tek kupljena što je tipično za presvlake.

Ako mašina i dalje ima problema obratiti se ovlašćenom prodavcu.

Pri tome navesti naziv proizvoda, model, datum kupovine i uzroke kvara.

Za proizvod važi zakonska garancija od 24 meseca od datuma isporuke (Italijanska zakonska uredba 24/2002 i Dir. 1999/44/EC) korisniku od strane Antano Group za bilo koju grešku nastalu u proizvodnji..

Tokom garantnog roka garantuje se održavanje uređaja o trošku proizvođača u slučaju da se utvrdi prisustvo greške nastale u proizvodnji.

Baterije imaju garanciju u trajanju od 6 meseci..

Garancija ne pokriva delove koji su podložni habanju zbog prirode njihove upotrebe (npr. točkovi, itd.).

Garancija ne pokriva:

1. Oštećenja nastala od neadekvatne upotrebe ili drugačije od one koja je navedena u ovom uputstvu.
2. Oštećenja usled nepravilnog sklapanja od strane kupca
3. Oštećenja usled modifikacija, popravki i kvarova izazvanih od neovlašćenih osoba.
4. Troškove pakovanja i transporta potrebnih za isporuku proizvoda unutar garancije snosi prodavac ili proizvođač.

Garancija neće pružiti nadoknadu štete.

Rezervni delovi su dostupni narednih 5 godina.

Ako kupac otkrije bilo kakve probleme sa proizvodom, on/ona mora odmah da obavesti ovlašćenog prodavca, pruži detaljne informacije o utvrđenim kvarovima i tačne podatke naznačene na tipskoj pločici na uređaju i popuni poseban obrazac o kvaru/lomu.

Nakon dogovora sa ovlašćenim prodavcem kupac mora uređaj pod garancijom isporučiti na popravku.

Tokom garantnog roka tehnička intervencija će se održati u prostorijama proizvođača koji će takođe istražiti da li je tehnički problem posledica greške proizvođača ili nekog drugog razloga.

Ovo uputstvo treba da čuva vlasnik uređaja uz sam uređaj kako bi garancija bila važeća.

Garancija važi od datuma isporuke.

Antano Group S.r.l
Via delle industrie 10, Zona Ind.le Sant'Eraclio - 06034
Foligno (PG) - ITALY
Tel. 0742/381269 Fax. 0742/386574
www.antanogroup.com
info@antanogroup.com

Sistema di gestione qualità certificato da
KIWA CERMET ITALIA S.P.A.
ISO 9001 : 2015



ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT

GARANCIJA

POŠTOVANI POTROŠAČI!

Ovaj proizvod servisiraju ORTOPEDIJA NOVI – ŽIVOT, Ustanička 234A, Beograd, tel/fax: 011/7621-952, (953,954,956)

Zahvaljujemo Vam na kupovini naših proizvoda.

Garancijska izjava

Garantne obaveze privrednog društva ORTOPEDIJE – NOVI ŽIVOT d.o.o. iz Beograda (u daljem tekstu ONŽ) ograničene su samo na obaveze navedene u ovom dokumentu. Ne prihvataju se nikakve dodatne obaveze koje nisu pomenute u garantnom listu.

ONŽ garantuje da će proizvod u garantnom roku pravilno funkcionisati ako njime budete rukovali prema priloženom uputstvu i u granicama izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Garancija i garantni rok počinje datumom preuzimanja proizvoda, što ćete dokazati overenim garantnim listom.

Garantovana prava potrošača: ONŽ garantuje kvalitet proizvoda u garantnom periodu i pod uslovima u ovom garantnom listu. Ukoliko se u garantnom roku pokaže oštećenje proizvoda zbog nekvalitetnih materijala ili izrade, ONŽ će: obezbediti popravku proizvoda bez nadoknade za rad i delove, korišćenjem novih delova, i u predviđenom roku (1), zameniti proizvod novim i/ili funkcionalno ekvivalentnim (2).

ONŽ zadržava isključivo pravo da odabere način ispunjenja svojih garantnih obaveza iz ovog garantnog lista. Ukoliko nedostaci na proizvodima, u skladu sa garantnim uslovima, nisu otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema uređaja na servis, ONŽ se obavezuje da u interesu kupca razreši reklamaciju na način pod brojem (2).

Rezervni delovi:

ONŽ se obavezuje da će obezbediti rezervne delove ili funkcionalne ekvivalente proizvoda u periodu od 24 meseca od datuma isporuke/preuzimanja proizvoda.

ONŽ nije u obavezi da obezbedi rezervne delove u slučaju da:

- ❖ proizvođač nije predvideo popravku proizvoda pa stoga ne nudi rezervne delove ili je cena novog proizvoda niža od troška popravke,
- ❖ se usled primene novih tehnologija ili iz bilo kojeg drugog razloga pojedini elementi prestanu proizvoditi,
- ❖ je proizvođač bankrotirao ili iz bilo kojeg drugog razloga nije više prisutan u ponudi na našem ili svetskom tržištu.

Garantni rok:

Garantni rok za proizvod je **24** meseca uz poštovanje uputstva za upotrebu i drugih garancijskih uslova.

OSTVARENJE GARANCIJE

Uputstva i uslovi garancije: Da bi se izbegle neprijatnosti i dodatni troškovi, predlažemo Vam da pažljivo pročitate garantni list i uputstvo za upotrebu proizvoda. Trenutkom kupovine proizvoda u potpunosti prihvatate garantne uslove navedene u ovom garantnom listu.

Pregled/inspekcija proizvoda i pratećih elemenata: Potrošač je dužan da pregleda kupljene proizvode u trenutku preuzimanja. Ukoliko neki deo proizvoda nedostaje, nije kompletan ili je fizički oštećen, potrošač mora o tome trenutno obavestiti ONŽ. Naknadni zahtevi po ovom osnovu se neće razmatrati.

Overen garantni list: Potrošač je dužan da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi garantnog lista, bez kojeg garancija ne važi. Garancija se ostvaruje samo na osnovu priloženog fiskalnog računa i originalnog garantnog lista, čitko i pravilno popunjenog i overenog od strane ovlašćenog prodavca. Prepravke na garantnom listu su dozvoljene samo uz overu pečatom i uz potpis ovlašćenog prodavca.

Ovlašćeni servis: Garancija se može ostvariti samo u servisu ONŽ.

Transport proizvoda u servis: Da bi ostvario svoja navedena prava potrošač tj. kupac proizvoda koji reklamira, treba da donese isti u prodavnicu gde je proizvod kupio i da pokaže fiskalni račun i garantni list.

Troškovi transporta: Troškove transporta neispravnog proizvoda do ovlašćenog servisa snosi potrošač. Plaćanje osiguranja odnosno rizik oštećenja ili nestanka proizvoda tokom transporta kao i od servisa su takođe na teret potrošača. Potrošač je u obavezi da pokrije troškove transporta i osiguranja proizašle iz povraćaja ispravnog proizvoda kupcu. Ovi troškovi se kupcu dokazuju računima.

Transportna ambalaža: Kupac je dužan da proizvod, prilikom reklamiranja, zajedno sa pratećom dokumentacijom, dopremi u ovlašćeni servis adekvatno upakovan, kako bi se maksimalno zaštitio od oštećenja prilikom transporta. ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja su nastala prilikom transporta, a posledica su neadekvatnog pakovanja od strane kupca koji proizvod reklamira.

GARANTNI USLOVI

Neprenosivost bez saglasnosti: Garancija predstavlja sastavni deo kupoprodajnog ugovora i kao takva se ne može preneti na drugo lice bez pravilno overene i potpisane saglasnosti oba ugovarača.

Ispravnost uređaja: Garancija se odnosi isključivo na proizvođačku ispravnost uređaja, a ne na očekivane performanse i funkcionalnost od strane korisnika. ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za uticaj medija na kupca u vezi sa očekivanim funkcionalnim osobinama elemenata, koje nemaju realne veze sa proizvođački predviđenim performansama.

Terenske usluge i održavanje: Servisne usluge na terenu i/ili preventivno održavanje proizvoda nisu uračunati u cenu proizvoda pa se naplaćuju prema cenovniku servisnih usluga ili prema ugovorima o servisiranju koje kupac može posebno zaključiti.

Preuzimanje proizvoda iz servisa: Kupac je u obavezi da sam obezbedi preuzimanje popravljenog proizvoda. Ukoliko ovlašćeni servis iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da o obavljenoj popravci obavesti kupca, ili kupac iz bilo kog razloga izbegava preuzimanje uređaja, ovlašćeni servis je u obavezi da proizvod čuva maksimalno 60 dana od dana prijema na servis. Ovlašćeni servis će u pismenom obliku obavestiti kupca o isteku roka, a nakon tog perioda ONŽ ne snosi nikakvu odgovornost za robu u vlasništvu kupca.

Predmet garancije: Garantni uslovi važe za sve proizvode, osim za sledeće: proizvodi ili delovi proizvoda koji se troše i time se smatraju potrošnim materijalom.

Garantni uslovi važe za usluge servisnih intervencija na proizvodu predviđene ovim garantnim listom, osim u sledećim slučajevima kada se naplaćuju po važećem servisnom cenovniku: preventivno tekuće održavanje opreme, na primer čišćenje ili podmazivanje uređaja, utrošeno servisno vreme na pregled, dijagnozu ili rešenje neispravnosti čiji uzrok nije predviđen ovim garantnim listom. U ovakve intervencije spadaju i bilo koji drugi razlozi

koji ne potpadaju pod garantne uslove. Ovakve usluge se obavezno naplaćuju.

ISKLUČENJE IZ GARANCIJE

Prava kupca koja proizilaze iz ove garancije su nevažeća i ne mogu se ostvariti u sledećim slučajevima tj. garancija se ne priznaje:

- ❖ posle isteka garantnog roka bez obzira kada je proizvod počeo da se koristi,
- ❖ ako je proizvod kupljen u drugoj firmi – garanciju priznaje firma u kojoj je proizvod kupljen,
- ❖ ukoliko je uklonjen ili oštećen zaštitni pečat ili zaštitna nalepnica na proizvodu ili bilo kom njegovom delu,
- ❖ ukoliko postoji neslaganje podataka na garantnom listu i reklamiranom proizvodu, ili ukoliko je ustanovljen pokušaj falsifikovanja garantnog lista ili podataka u njemu,
- ❖ ako je serijski broj i oznaka modela, proizvoda ili nekog njegovog dela, zamenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak,
- ❖ ukoliko se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i preporuka o montaži, upotrebi i održavanju proizvoda ili ukoliko je nestručno i nebrizljivo postupao sa reklamiranim proizvodom,
- ❖ ukoliko su na proizvodu vršene intervencije, dogradnje ili održavanje od strane neovlašćenog lica ili servisa, bez obzira na njegovu stručnost i bez obzira da li su ovakve intervencije po mišljenju korisnika uticale na neispravnost proizvoda,
- ❖ ako su oštećenja nastala usled ugradnje neodgovarajućih delova ili upotrebe neodgovarajućeg potrošnog materijala,
- ❖ ukoliko je proizvod korišćen mimo fabrički predviđenog režima eksploatacije ili za bilo koje druge namene van standardno očekivanih i prihvatljivih. U ovaj izuzetak spada i nepredviđeno korišćenje proizvoda u zahtevne profesionalne ili poluprofesionalne svrhe, a da te svrhe nisu proizvođački eksplicitno navedene kao dozvoljene,
- ❖ ukoliko su nepravilnosti u radu reklamiranog proizvoda prouzrokovane neadekvatno niskom ili visokom temperaturom, prekomernim izlaganjem suncu, uticajem vatre, povišenom vlagom, uticajem vode ili bilo koje druge tečnosti, prekomernim taloženjem prašine ili druge nečistoće, usled udara vetra ili nekom višom silom kao što su udar groma sa pratećim pojavama, poplave, požari, zemljotres ili nekim uzrokom izvan kontrole ONŽ-a.

GARANTNI LIST I SERVISNI LIST ZA KRAJNJEG KORISNIKA**POŠTOVANI POTROŠAČI!**

Ovaj proizvod servisirao ORTOPEDIJA NOVI – ŽIVOT, Ustanička 234A, Beograd, tel/fax: 011/7621-952, (953,954,956)

<i>Kupac</i>	
<i>Adresa</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>Proizvod, model</i>	
<i>Serijski broj</i>	
<i>Datum kupovine/ispоруke</i>	
<i>Napomena</i>	
<i>Potpis i pečat</i>	

	servisni kupon 1
Datum	
Opis posla	
Napomena	
Potpis i pečat	
	servisni kupon 2
Datum	
Opis posla	
Napomena	
Potpis i pečat	