Firma: ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD
Adresa: Ustanička 234 A
Telefon: +381 11 7621 953
Fax: +381 11 7621 956
PIB: 100025109
E-mail: b2c@ortopedija.co.rs

5014 KOMPRESA OKRUGLA ZA GREJANJE I HLAĐENJE

Cena: 500,00 rsd.

Šifra: 2215451
Kategorija prozivoda: TERMOGEL OBLOGE
Proizvođač: ORTHOLAND



KAKO SE KORISTI?

HLADNA PRIMENA
Koristiti nakon što proizvod odstoji u zamrzivaču 1–2 sata. Napraviti pauzu nakon maksimalno 20 minuta korišćenja ili ranije ukoliko osetite nelagodnost.

TOPLA PRIMENA
Zagrevati proizvod u mikrotalasnoj pećnici 30 sekundi ili ga potopiti u toplu vodu na 4 do 8 minuta dok ne dostigne željenu temperaturu, zatim koristiti. Ako je proizvod previše vruć, ostaviti ga da se ohladi do odgovarajuće temperature pre upotrebe.

3 U 1
Zahvaljujući kvalitetnoj izradi od tkanine, termogel se može koristiti duži vremenski period. Pošto je osetljivost kože različita na stopalima i na licu, preporučuje se da proizvod prvo testirate pre upotrebe.

Izbegavajte primenu kada je proizvod ekstremno hladan ili ekstremno vruć.

Proizvod se može koristiti sve dok se ne ošteti (pocepa).

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.