

KOLICA MEHANIČKA GEMINI BLUE MOBIAK

Cena: 30.250,00 rsd.

Šifra: 231666

Kategorija proizvoda: Standardna invalidska kolica

Proizvođač: MOBIAK S.A.



Širina sedišta	46 cm
Dubina sedišta	44 cm
Ukupna širina	61,64 cm
Ukupna dubina	114 cm
Visina da sedi	70 cm
Visina naslona za leđa	42 cm
Ram	Čelik, plastificiran, makaze
Stranice	Preklapaju se
Papučice	Skidaju se
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 24"
Antikip točkovi	Ne
Težina	18,5 kg
Nosivost	Do 125 kg
Sklapanje	Da