

KOLICA MEHANIČKA S-ECO 2

Cena: 35.200,00 rsd.

Šifra: 2214103

Kategorija proizvoda: Standardna invalidska kolica

Proizvođač: BISCHOFF & BISCHOFF GMBH



sedišta		
Dubina sedišta	42 cm	
Podesivo sedište	Ne	
Ukupna širina	Širina sedišta +17 cm	
Ukupna dubina	109 cm	
Visina od poda do sedišta	47 cm	
Visina naslona za leđa	40 cm	
Ram	Čelik, makaze	

Stranice	Podižu se unazad
Papučice	Podesive po visini i skidaju se
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 24"
Antikip točkovi	Ne
Težina	18,2 kg
Nosivost	Do 125 kg
Sklapanje	Da