

KOLICA MEHANIČKA S-ECO 300

Cena: 35.200,00 rsd.

Šifra: 2214107

Kategorija proizvoda: Standardna invalidska kolica

Proizvođač: BISCHOFF & BISCHOFF GMBH



sedišta

**Dubina
sedišta**

42 cm

**Podesivo
sedište**

Da, po visini

**Ukupna
širina**

Širina
sedišta +19
cm

**Ukupna
dubina**

103 cm

**Visina od
poda do
sedišta**

47 - 51 cm

**Visina
naslona
za leđa**

40 cm

Ram

Čelik,
makaze

Stranice	Podižu se unazad
Papučice	Podesive po visini i skidaju se
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 24"
Antikip točkovi	Ne
Težina	18,4 kg
Nosivost	Do 125 kg
Sklapanje	Da