

KOLICA MEHANIČKA PYRO START

**Cena: 42.900,00 rsd.**

Šifra: 2214110

Kategorija proizvoda: Lagana aluminijumska  
invalidska kolica

Proizvođač: BISCHOFF & BISCHOFF GMBH



<b>sedišta</b>		
<b>Dubina sedišta</b>	42 cm	
<b>Podesivo sedište</b>	Da	
<b>Ukupna širina</b>	Širina sedišta +19 cm	
<b>Ukupna dubina</b>	103 cm	
<b>Visina od poda do sedišta napred</b>	47- 51 cm	
<b>Visina od poda do sedišta pozadi</b>	44- 49 cm	

<b>Visina naslona za leđa</b>	40 cm
<b>Ram</b>	Čelik, makaze
<b>Stranice</b>	Podižu se unazad
<b>Papučice</b>	Podesive po visini i skidaju se
<b>Prednji točkovi</b>	Mali, puna guma, 8"
<b>Zadnji točkovi</b>	Veliki, puna guma, 24"
<b>Antikip točkovi</b>	Ne
<b>Težina</b>	16,2 kg
<b>Nosivost</b>	Do 125 kg
<b>Sklapanje</b>	Da