

KOLICA MEHANIČKA LION

Cena: 49.500,00 rsd.

Šifra: 2214274

Kategorija proizvoda: Lagana aluminijumska
invalidska kolica

Proizvođač: MOBIAK S.A.



sedišta	
Ukupna širina	62, 63 i 66 cm
Ukupna dubina	103 cm
Visina od poda do sedišta	49 cm
Visina naslona za leđa	42 cm
Ram	Aluminijum, makaze
Stranice	Preklapaju se

Papučice	Sklapaju i podešavaju se
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 24"
Antikip točkovi	Da
Težina	16,5 kg
Nosivost	Do 135 kg
Sklapanje	Da