

KOLICA MEHANIČKA RAINBOW

Cena: 38.500,00 rsd.

Šifra: 2214278

Kategorija proizvoda: Dečija kolica

Proizvođač: MOBIAC S.A.



sedišta

**Ukupna
širina**

53 cm

**Ukupna
dubina**

103 cm

**Visina od
poda do
sedišta**

50 cm

**Visina
naslona za
leđa**

41 cm

Ram

Čelik,
plastificiran,
makaze

Stranice

Preklapaju se

Papučice	Skidaju se, podesive po dužini i rotirajuće
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 20"
Antikip točkovi	Da
Težina	17,9 kg
Nosivost	Do 80 kg
Sklapanje	Da