

KOLICA ELEKTROMOTORNA TITAN

Cena: 275.000,00 rsd.

Šifra: 2214273

Kategorija proizvoda: Elektromotorna invalidska
kolica

Proizvođač: MOBIAC S.A.



Kočnice	Elektromagnetne
Brzina	8 km/h
Autonomija	Do 36 km
Nagib terena	10°
Baterije	suve baterije 35 Ahx 12 V x 2
Motori	320 W x 24 V
Širina sedišta	44 cm
Dubina sedišta	50 cm
Ukupna širina	65 cm
Visina od poda do sedišta	55 cm
Visina naslona za leđa	40 cm
Ukupna visina	100 cm
Ukupna dužina kolica	110 cm
Ram	Aluminijum, makaze
Stranice	Skidaju se, podesive po visini
Papučice	Skidaju se, podesive po dužini
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 9"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 13,5"
Težina	67 kg
Nosivost	Do 130 kg

Sklapanje	Da
------------------	----