

**DUŠEK POLYMULTI VISCO SYSTEM**

**Cena: 26.400,00 rsd.**

Šifra: 2214518

Kategorija proizvoda: Antidekubitni dušeci

Proizvođač: SYSTEM ASSISTANCE MEDICAL SAS

14 cm

n



**kreveta**

**Nosivost**

130 kg

**Risk**

**LOW**

**VERY HIGH**



Antidekubitni dušek Polymulti Visco je napravljen od visoko otpornog poliuretana, gustine 40 kg /m<sup>3</sup> i dva Visco dela gustine 80 kg /m<sup>3</sup>.

Visco pena se nalazi ispod peta i sakralnog dela koji su najrizičniji za dobijanje dekubit rana.

Visco pena omagućava rasterećenje i smanjuje pritisak boljim rasporedom pritiska na rizična mesta.