

KOLICA MEHANIČKA ACTION 2 RECLINING

Cena: 63.800,00 rsd.

Šifra: 2214798

Kategorija proizvoda: Lagana aluminijumska
invalidska kolica

Proizvođač: INVACARE



455 / 480 mm

Dubina sedišta	400 / 430 mm
Ugao sedišta	7° / 0° - 30°
Visina od poda do sedišta	460 / 485 / 510 mm
Visina naslona za leđa	430 mm
Ukupna širina	Širina sedišta + 200 mm
Ukupna dužina	1030 / 1080 mm
Ukupna visina	920 / 945 / 970 mm

Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 24"
Ram	Aluminijum, čelik
Papučice	Podesive, po visini
Antikip točkovi	Ne
Težina	16,2 kg
Nosivost	125 kg
Sklapanje	Da