

KOLICA ELEKTROMOTORNA EJOY RD, 6 KM/H

Cena: 352.000,00 rsd.

Šifra: 2214934

Kategorija proizvoda: Elektromotorna invalidska kolica

Proizvođač: BISCHOFF & BISCHOFF GMBH



Kočnice	Elektromagnetne
Brzina	6/10 km/h
Autonomija	35 km
Nagib terena	8°
Baterije	2x12 V, 56 Ah
Motori	2 x 24 V, 350W
Širina sedišta	42 do 52 cm
Dubina sedišta	40 do 55 cm
Ukupna širina	62 do 83 cm
Visina od poda do sedišta (bez jastuka)	43 do 53 cm
Visina naslona za leđa (bez jastuka)	50 cm
Ukupna visina	96 do 109 cm
Ukupna dužina kolica	107 cm
Ram	Čelik
Stranice	Skidaju se, podesive po visini
Papučica	Skidaju se, podesive po dužini
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 9"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 14"
Težina	104 kg
Nosivost	Do 140 kg
Sklapanje	Ne

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.