

KAIŠ ZA PRENOS PACIJENTA HERDEGEN

Cena: 7.200,00 rsd.

Šifra: 2215008

Kategorija proizvoda: POMAGALA I SPRAVE ZA
SVAKODNEVNI ŽIVOT

Proizvođač: HERDEGEN



pojas: poliester,
poliuretanska pena

kaiš: poliester

kopča: najlon

Pranje	na 60°C			
Veličina	S	M	L	XL
Vertikale	4	5	6	7
Horizontale	3	4	5	6
Dužina	105 cm	120 cm	135 cm	150 cm
Težina	0,26 kg	0,30 kg	0,34 kg	0,38 kg