

KOLICA MEHANIČKA CORZINO BASIC

Cena: 99.000,00 rsd.

Šifra: 2214548

Kategorija proizvoda: Dečija kolica

Proizvođač: PATRON BOHEMIA S.R.O.



Model	Corzino							
	Corzino Basic 34			Corzino Basic 38		Corzino Basic 42		
	Corzino Basic 30							
Širina sedišta (mm)	300			340		380		420
Dubina sedišta (mm)	280			320		360		380
Visina naslona za leđa (mm)	540			670		850		880
Visina od papučica do sedišta (mm)	290-420			300-440		270-430		330-500
Ugao naslona za leđa	90°, 89°			98°, 96°		96°, 94°		98°, 95°

	Ugao sedišta		22°		23°		24°		21°	
	Ukupna dužina (mm)		1000		1040		1000		1090	
	Ukupna širina (mm)		530		580		630		650	
	Ukupna visina (mm)		1030/1030		1070/1040		1240/950		1290/990	
	Dužina sklopljenih kolica (mm)		1190		1240		1240		1320	
	Širina sklopljenih kolica (mm)		320		320		350		370	
	Visina sklopljenih kolica (mm)		370		390		400		360	
	Papučice		Podesive po visini, sklopive		Podesive po visini, sklopive		Podesive po visini, sklopive		Podesive po visini, sklopive	
	Naslon za leđa		Podesiv, dve pozicije		Podesiv, dve pozicije		Podesiv, dve pozicije		Podesiv, dve pozicije	
	Težina		12,0 Kg		12,7 Kg		14,0 Kg		14,2 Kg	
	Nosivost		45,0 Kg		55,0 Kg		75,0 Kg		75,0 Kg	