

KOLICA MEHANIČKA CLEMATIS PRO ONE S,
INVACARE

Cena: 121.000,00 rsd.

Šifra: 2215099

Kategorija proizvoda: Mehanička neurološka kolica

Proizvođač: INVACARE

 <p>Širina sedišta</p>	390 / 440 / 490 mm 540 mm (uz doplatu)
Dubina sedišta	430 - 500 mm
Ugao sedišta	0° - 25°
Ugao naslona za leđa	0° - 30°
Visina od poda do sedišta	400 mm - 450 mm
Visina naslona za leđa	570 mm - 710 mm
Ukupna širina	Širina sedišta + 190 mm
Ukupna dužina	995 mm - 1470 mm
Ukupna visina	1200 mm - 1550 mm

Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 24"
Antikip točkovi	Da
Težina	30 kg
Nosivost	135 kg
Sklapanje	Ne