

JASTUK MATRX LIBRA 38X43, INVACARE

Cena: 38.500,00 rsd.

Šifra: 2215103

Kategorija proizvoda: Antidekubitni jastuci

Proizvođač: INVACARE



Debljina u koritu nogu Std 5,7cm / HD 6,6cm

Maks. temperatura čišćenja 80° (spoljno)

Čišćenje površine Unutrašnja obloga: vlažnom krpom

Nosivost 136 kg (Stand.)
227 kg (HD)

Težina 1,6 kg

Karakteristike navlake

Glatka površina: Vodootporna,
paropropusna
Odstojnik: Paropropusni
Površina za brisanje:
Vodootporna, paropropusna