

DIZALICA ELEKTRIČNA BEZ KORPE BIRDIE EVO
COMPACT, INVACARE

Cena: 126.500,00 rsd.

Šifra: 2215102

Kategorija proizvoda: Dizalice za nepokretne

Proizvođač: INVACARE



nogu uređaja

**Minimalna - maksimalna
visina pri kačenju**

530 - 1590 mm

Prečnik okretanja bez poluge

1210 mm

Prečnik okretanja sa polugom

1245 mm

**Ukupna težina bez šipke za
podizanje**

31 kg

Težina šipke za podizanje

1,3 - 2,9 kg

Visina od poda

35 mm

Visina nogu uređaja

115 mm

Visina u sklopljenom stanju

470 mm

Dužina u sklopljenom stanju	1210 mm
Brzina dizanja	23 mm/s
Radna sposobnost (broj podizanja po punjenju)	40 ciklusa