

DIZALICA ELEKTRIČNA BEZ KORPE ISA, INVACARE **Cena: 170.500,00 rsd.**

Šifra: 2215091

Kategorija proizvoda: Dizalice za nepokretne

Proizvođač: INVACARE



nogu uređaja

**Unutrašnja širina sklopljenih
nogu uređaja** 495 mm

Prečnik okretanja 1260 mm

Ukupna težina 48 kg

Visina od poda 35 mm

Visina nogu uređaja 115 mm

Brzina dizanja 46 mm/s

**Radna sposobnost (broj
podizanja po punjenju)** 82 ciklusa

