

HODALICA ROLATOR SA ČETIRI TOČKA I TORBOM
MOBIAK TIP RUBY

Cena: 26.400,00 rsd.

Šifra: 2215226

Kategorija proizvoda: Hodalice

Proizvođač: MOBIAK S.A.



pozicija

Širina sedišta

59 cm

Ukupna visina

80-93 cm

**Visina od poda do
sedišta**

60 cm

**Razmak između
prednjih/zadnjih
točkova**

64/67 cm

Zadnji točkovi

8" puna guma

Prednji točkovi

8" puna guma

Dodaci	Torba i držač za štap za hodaње
Suspenzija	Da
Nosivost torbe	5 kg
Nosivost	136 kg
Težina	8,5 kg