

KOLICA TOALETNA RECLINING AQUA

**Cena: 51.150,00 rsd.**

Šifra: 2215228

Kategorija proizvoda: Toaletna kolica sa točkovima

Proizvođač: MOBIAC S.A.



iv

**naslona**

<b>Sedište</b>	Vodootporno
<b>Visina naslona za leđa</b>	43cm
<b>Visina od poda do sedišta</b>	55,5-60,5cm
<b>Naslon za glavu</b>	Da, podesiv po visini
<b>Naslioni za ruke</b>	Podizanje sa PU vodootpornom podlogom
<b>Naslioni za noge</b>	Aluminijum, odvojivi i rotirajući sa podesivom dužinom

<b>Prednji točkovi</b>	5"x 1" (127x25mm) puna guma sa kočnicom
<b>Zadnji točkovi</b>	5"x 1" (127x25mm) puna guma sa kočnicom
<b>Nosivost</b>	136Kg
<b>Težina</b>	16,5kg