

KONCENTRATOR KISEONIKA AERTI AE-5 5L

Cena: 78.650,00 rsd.

Šifra: 2215235

Kategorija proizvoda: APARATI ZA PLUĆNE BOLESNIKE

Proizvođač: SHENYANG AERTI TECH CO.,LTD



Standardne funkcije

Alarm u slučaju nestanka struje;
Alarm u slučaju niske čistoće;
Alarm temperature; Alarm za
proveru filtera; Tajmer

Neto težina (kg)

22

Bruto težina (kg)

24

Dimenzije (mm)

372 x 340 x 612

Dimenzije pakovanja (mm)

445 x 400 x 660