

KOLICA MEHANIČKA RECLINING DIONE I, MOBIAK

Cena: 108.900,00 rsd.

Šifra: 2215229

Kategorija proizvoda: Mehanička neurološka kolica

Proizvođač: MOBIAC S.A.



izuzetna udobnost

Širina sedišta	40-48cm
Dubina sedišta	*49.5-51.5 cm
Nagib sedišta	0°-32°
Visina naslona za leđa	**52.5-59 cm
Visina naslona za leđa/ukupna visina, pri maksimalnom poziciji naslona za glavu	84cm/134cm
Nagib naslona za leđa	95°-145°
Širina (bez točkova)	37-43cm

Ukupna širina	62-72.5cm
Ukupna dužina	121cm
Ukupna visina	114-134cm
Maksimalna visina sa naslonom za glavu	134cm
Visina od poda do sedišta	56cm
Naslon za glavu	Podesiv po visini i širini, podesiv nagib
Naslone za ruke	Podesivi po visini i širini
Bočne stranice	Podesive po visini i širini
Podrška za grudi	Odvojiva, podesiva
Papučice	Odvojive, podesiva visina i dužina, sa jastučićima za podršku
Podrška za kolena	Rotirajuća, podesiva sa jastučićem
Materijal tapacirunga, jastuka za sedišta i jastuka za naslon za glavu	Poliuretanska (PU) pena (unutra) sa najlonskom postavom
Zadnji točkovi	24" čvrsti žičani sa sistemom za brzo otpuštanje
Prednji točkovi	8"x2" (200x50mm) čvrsti, podesivi
Težina	45kg
Nosivost	150kg

*Dubina sedišta je podesiva. Jastuk sedišta ima dubinu od 49,5 cm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.