

STOLICA ZA KUPANJE ZA TUŠ KABINE BEZ
NASLONA KJT TIP 797L

Cena: 4.400,00 rsd.

Šifra: 2215295

Kategorija proizvoda: Stolice za kupanje i rukohvati za kupatilo

Proizvođač: FOSHAN NANHAI KJT REHABILITATION EQUIPMENT CO.,LTD



rama

Površina

Eloksirana mat

Sedište

Tvrda ploča

Podesivost

Podesiva u 8
nivoa

Nosivost

100kg

Dužina

41-45cm

Širina

49cm

Visina

38-56cm