

KOLICA TOALETNA VENEDIG REBOTEC

Cena: 66.000,00 rsd.

Šifra: 2215348

Kategorija proizvoda: Toaletna kolica sa točkovima

Proizvođač: REBOTEC GMBH



sedišta

**Dubina
sedišta**

44cm

**Visina
sedišta**

45cm

**Maksimalna
širina
toaletnog
otvora**

33cm

**Visina
toaletnog
otvora sa
posudom**

43cm

**Veličina
točkova**

12,5cm

Težina	23,4kg
Nosivost	100kg