

KOLICA ELEKTROMOTORNA ODYSSEUS MOBIAK

Cena: 198.000,00 rsd.

Šifra: 2215334

Kategorija proizvoda: Elektromotorna invalidska kolica

Proizvođač: MOBIAK S.A.



Širina sedišta	41cm
Dubina sedišta	41cm
Visina naslona za leđa	46cm
Širina (bez točkova)	43cm
Ukupna širina	61cm
Ukupna dužina	100cm
Ukupna visina	95-124cm
Motor	250W x 24V x 2 kom
Baterija	20Ah x 24V x 1 kom
Punjač	24V x 3AMP

Kočnice	Elektromagnetne
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8"
Zadnji točkovi	Mali, puna guma, 12"
Nosivost	130kg
Težina	25.5kg (29kg sa baterijom)