

ŠTAKA PODLAKATNA YANO ZA OSOBE SA
REUMATIZMOM

Cena: 14.300,00 rsd.

Šifra: 2215476

Kategorija proizvoda: Štace

Proizvođač: REBOTEC GMBH



2-114 cm	100-123 cm
Pritiskom na dugme - 3 pozicija	Pritiskom na dugme - 10 pozicija

visine			
Dužina naslona za ruke	260 mm	260 mm	260 mm
Širina naslona za ruke	max. 100 mm	max. 100 mm	max. 100 mm
Prečnik šipke	19 mm	19 mm	19 mm
Ugao naslona za ruke	Podesiv, 65°-160°	Podesiv, 65°-160°	Podesiv, 65°-160°
Nosivost	150 kg	150 kg	150 kg
Težina	0,79 kg	0,86 kg	0,90 kg