

**KOLICA MEHANIČKA GEMINI BLUE SA MALIM
ZADNJIIM TOČKOVIMA MOBIAK**

Cena: 24.090,00 rsd.

Šifra: 2215486

Kategorija proizvoda: Standardna invalidska kolica

Proizvođač: MOBIAK S.A.



an, makaze

Stranice	Preklapaju se
Papučice	Skidaju se
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8" (200x50mm)
Zadnji točkovi	Puna guma, 12"
Antikip točkovi	Ne
Kočnice	Ručne
Težina	15/15,5 kg
Nosivost	125 kg
Sklapanje	Da