

URIN KESA 2L UROMED

Cena: 238,00 rsd.

Šifra: 2215528

Kategorija proizvoda: SREDSTVA ZA INKONTINENCIJU

Proizvođač: UROMED



eksternih katetera

Zapremina	2000ml (2L)
Dužina creva	110cm
Priključak	Stepenasti konektor za sigurno povezivanje
Ventil	Nepovratni ventil
Praćenje količine	Jasno označena gradacija
Pražnjenje	T-TAP ventil za jednoručno pražnjenje