

KOLICA MEHANIČKA LEVO MOBIAK

Cena: 49.500,00 rsd.

Šifra: 2215332

Kategorija proizvoda: Mehanička lagana aktivna kolica

Proizvođač: MOBIAK S.A.



unutrašnja	
Dubina sedišta	41 cm
Visina naslona za leđa	45 cm
Visina od poda do sedišta	51 cm
Ukupna širina	58,4/61/63,5/66,5
Ukupna dužina	111 cm
Ukupna visina	95,5 cm
Ram	Aluminijum
Boja	Crna

Sedište i naslon za leđa	Oxford tkanina, sa svojstvom usporavanja gorenja i sunderastom ispunom
Naslone za ruke (stranice)	Sklopivi
Papučice	Skidaju se, podesive po visini
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 7"x2"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 24"
Prednje viljuške	3 pozicije
Antikip točkovi	Ne
Težina	13,7kg
Nosivost	120kg
Sklapanje	Da