

KREKET ELEKTRIČNI DALI STANDARD SA
DALJINSKIM NA KABL BURMEIER

Cena: 126.500,00 rsd.

Šifra: 2215506

Kategorija proizvoda: Električni kreveti

Proizvođač: BURMEIER GMBH&CO.KG



odgovaraju dimenzijama
dušeka

**Spoljne dimenzije
kreveta**

218 x 102 cm

**Električno podešavanje
visine ležišta**

40 - 80 cm

**Električno podešavanje
naslona za leđa**

0 ° - 70 °

**Električno podešavanje
uznožja**

0 ° - 35 °

prema ležištu
kreveta do 10°

Trendelenburg / anti - Trendelenburg položaj	11°
Formiranje (kardiološke) stolice	
Četiri „Tente“ točka sa kočnicom	
Bočne ogradice od drveta sa obe strane kreveta koje se mogu spuštati i podizati do 37 cm visine po potrebi	
Nosivost kreveta	185 kg