

DIZALICA ELEKTRIČNA SA KORPOM

Cena: 108.900,00 rsd.

Šifra: 216359

Kategorija proizvoda: Dizalice za nepokretne

Proizvođač: ANTANO GROUP SRL



**visina od
tla**

**Maksimalna
visina od
tla**

2000
mm

**Minimalna
širina
podesive
baze**

580
mm

Maksimalna širina podesive baze	975 mm
Dužina	1220 mm
Osnovna visina podizača od tla	110 mm
Napajanje	230 V ac
Apsorpcija	42 VA
Maksimalan potisak	6000 N
Napon	24 V dc
Kapacitet	4.5 Ah
Prosečno vreme punjenja	12-14 h
Težina dizalice	43 kg
Maksimalna nosivost	180 kg