

DUŠEK BEZ KOMPRESORA MBK

Cena: 5.390,00 rsd.

Šifra: 221020

Kategorija proizvoda: Antidekubitni dušeci

Proizvođač: MOBIAK S.A.

Antidekubitni dušek sa saćem preporučuje se za sprečavanje i lečenje dekubitnih rana u stadijumu 1.

Lako se postavlja.

Dušek sa saćem može se pričvrstiti na dušek kreveta pomoću preklopa.

Može se prati.

Nosivost: 120 kg

Dušek (PVC) Dimenzije: 235 x 95cm

