


DUŠEK POLYMULTI IZ TRI DELA

Cena: 26.400,00 rsd.

Šifra: 302

Kategorija proizvoda: Antidekubitni dušeci

Proizvođač: SYSTAM ASSISTANCE MEDICAL SAS



duška:

Nosivost:

130 kg

Antidekubitni dušek Polymulti je napravljen od visoko otpornog poliuretana,

visoke gustine (40 kg/m^3 , medicinska klasa).

Sastoji se od 3 izlivena posebna dela koji zajedno čine jednu celinu.

Kockasto sečen, tzv *čokolada oblik*, olakšava cirkulaciju vazduha ispod tela,

što sprečava dekubitne promene.

Centralni delovi duška (bele kocke) su napravljeni od mekše pene da bi se što više

rasteretili najosteljiviji delovi tela (glava i ramena, sedalni deo, pete).

Preporučuje se osobama koje leže duži period kao prevencija stvaranja dekubita ali i

osobama kod kojih su se već pojavili dekubiti.

Antibakterijski je i antialergijski.

Dušek dolazi sa fabričkom navlakom bele boje

