



ORTOPEDIJA
novi život

Firma: ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO
BEOGRAD
Adresa: Ustanička 234 A
Telefon: +381 11 7621 953
Fax: +381 11 7621 956
PIB: 100025109
E-mail: b2c@ortopedija.co.rs

DUŠEK POLYPLOT ANTIDEKUBITNI

Cena: 26.400,00 rsd.

Šifra: 207530

Kategorija proizvoda: Antidekubitni dušeci

Proizvođač: SYSTAM ASSISTANCE MEDICAL SAS



87 x
198 x
14 cm

(odgovarajuće za dimenzije kreveta 90 x 200 cm)

Nosivost:

130 kg

Risk

LOW

VERY HIGH





Polyplot antidekubitni dušek je napravljen od visoko otpornog poliuretana, visoke gustine (40 kg / m³, medicinska klasa).

Sastoji se od jednog izlivenog dela.

Kockasto sečen, tzv čokolada oblik, olakšava cirkulaciju vazduha ispod tela, što sprečava dekubitne promene.

Srednji delovi duška (kocke) su napravljeni od mekše pene da bi se što više rasteretili najosteljiviji delovi tela (glava i ramena, sedalni deo, pete).

Preporučuje se osobama koje leže duži period kao prevencija stvaranja dekubita ali i osobama kod kojih su se već pojavili dekubiti.

Antibakterijski je i antialergijski.