

DUŠEK SA KOMPRESOROM KPL FOFO

Šifra: 231434

Kategorija proizvoda: Antidekubitni dušeci

Proizvođač: FOSHAN HONGFENG CO

Cena: **9.790,00** rsd.

DUŠEK SA KOMPRESOROM KPL FOFO

Antidekubitni dušek sa kompresorom se preporučuje za prevenciju ali i prvu fazu dekubitnih rana.

Jednostavno se postavlja na postojeći dušek i fiksira „krilcima" ispod duška.

Pere se ručno.

Kompresor se može okačiti za krevet pomoću dve kuke.

Dimenzije: 235 x 95 cm

Nosivost: 120 kg