

GUSENIČAR ANTANO LG 2004/BASIC

Šifra: 230464


Kategorija proizvoda: Guseničari

Proizvođač: ANTANO GROUP SRL

Cena: **291.500,00** rsd.

GUSENIČAR ANTANO LG 2004/BASIC

Ukupna težina	44 kg
Težina osnovne opreme	35 kg
Težina ručke sa kontrolama	9 kg
Težina baterije	0,7 kg
Maksimalna dimenzija	150 x 64 x 92 cm
Snaga motora	300 W
Napajanje punjača	240 V
Nosivost	130 kg
Operativni raspon	540 stepenika (za osobu težine cca 85 kg)
Operativni raspon kada su baterije na min.	80 stepenika (za osobu težine cca 85 kg)
Min. dimenzije stepeništa	77 cm
Min. dimenzije L stepeništa	98 x 98 cm
Min. dimenzije U stepeništa	90 x 170 cm
Max. ugao/nagib stepeništa	70%, 35°
Max. brzina	15 stepenika/min.



116
x
70
**Dimenzije
sklopljenog
guseničara**