

## JASTUK ROHO

**Cena: 59.400,00 rsd.**

Šifra: 228867

Kategorija proizvoda: Antidekubitni jastuci

Proizvođač: ROHO INC



**Visina** 5 ili 10 cm

Dimenzije od 30,5 cm do 51 cm **po širini i dubini**

**Težina** (zavisi od veličine) 1,1 kg za dimenziju 41×41 cm

### **Napomene**

Visina od 5 cm se preporučuje za aktivne korisnike invalidskih kolica

Visina od 10 cm se preporučuje za pasivne korisnike invalidskih kolica ili korisnike kod kojih je već došlo do stvaranja dekubita