

KOLICA ELEKTROMOTORNA FS 110A

**Cena: 275.000,00 rsd.**

Šifra: 2285

Kategorija proizvoda: Elektromotorna invalidska kolica

Proizvođač: FOSHAN DONGFANG MEDICAL



Ah

**Motori** 200 W x 2

**Širina sedišta** 41, 46 cm

**Dubina sedišta** 40 cm

**Ukupna širina** 63 cm

**Naslon za leđa** Preklopiv

<b>Visina od poda do sedišta</b>	50 cm
<b>Visina naslona za leđa</b>	46 cm
<b>Ram</b>	Čelik, plastificiran, makaze
<b>Stranice</b>	Podižu se i skidaju se
<b>Papučice</b>	Skidaju se
<b>Prednji točkovi</b>	Mali, puna guma, 8"
<b>Zadnji točkovi</b>	Mali, puna guma, 12"
<b>Težina</b>	66 kg
<b>Nosivost</b>	Do 100 kg
<b>Sklapanje</b>	Da