

KOLICA MEHANIČKA ACTION 1R

Cena: 35.200,00 rsd.

Šifra: 230960

Kategorija proizvoda: Standardna invalidska kolica

Proizvođač: INVACARE



cm

Dubina sedišta	42 - 48 cm
Ukupna širina	Širina sedišta + 19 cm
Ukupna dubina	105 - 109 cm
Visina od poda do sedišta	45 - 50 cm
Visina naslona za leđa	42 cm
Ram	Čelik, makaze
Stranice	Podižu se unazad
Papučice	Podesive po visini i skidaju se

Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 24"
Antikip točkovi	Ne
Težina	17,5 kg
Nosivost	Do 125 kg
Sklapanje	Da