

KOLICA MEHANIČKA BEN 4

Cena: 121.000,00 rsd.

Šifra: 223311

Kategorija proizvoda: Dečija kolica

Proizvođač: PATRON BOHEMIA S.R.O.



	Standard	Maxi	Super Maxi 42
Širina	34 cm	37 cm	40 cm
sedišta			
Dubina sedišta	25 cm	28 cm	36 cm
Podesivo sedište po visini (sedište - papučice)	19 - 33 cm	19 - 33 cm	22 - 38 cm
Ukupna širina	58 cm	58 cm	62 cm
Ukupna dubina	102 cm	102 cm	104 cm
Nagib naslona	0 - 165 °	0 - 165 °	0 - 165 °

Visina naslona za leđa	53 cm	63 cm	71 cm	71 cm
Nagib sedišta	17°/20°/23°	17°/20°/23°	17°/20°/23°	17°/20°/23°
Papučice	Podesive po visini	Podesive po visini	Podesive po visini	Podesive po visini
Širina sklopljenih kolica	58 cm	58 cm	62 cm	68 cm
Dužina sklopljenih kolica	94 cm	94 cm	94 cm	94 cm
Težina	15 kg	17 kg	18 kg	20 kg
Nosivost	Do 35 kg	Do 35 kg	Do 50 kg	Do 75 kg
Sklopivost	Da, preklapaju se	Da, preklapaju se	Da, preklapaju se	Da, preklapaju se