

KOLICA MEHANIČKA FS 903 LQ

Cena: 58.300,00 rsd.

Šifra: 2688

Kategorija proizvoda: Lagana aluminijumska
invalidska kolica

Proizvođač: FOSHAN DONGFANG MEDICAL



sedišta	
Visina naslona za leđa	38 cm
Ram	Duraluminijum
Stranice	Podižu se unazad
Papučice	Skidaju se
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 6"
Zadnji točkovi	Veliki, duvana guma, 24"
Antikip točkovi	Ne

Težina	14 kg
Nosivost	Do 100 kg
Sklapanje	Da