

KOLICA MEHANIČKA FS 909

Cena: 22.000,00 rsd.

Šifra: 2298

Kategorija proizvoda: Standardna invalidska kolica

Proizvođač: FOSHAN DONGFANG MEDICAL



do sedišta

**Visina naslona
za leđa**

40 cm

Ram

Čelik, plastificiran, duple
makaze

Stranice

Podižu se unazad

Papučice

Skidaju se

Prednji točkovi

Mali, puna guma, 8"

Zadnji točkovi

Veliki, puna guma, 23"

Antikip točkovi

Ne

Težina

17 kg

Nosivost	Do 100 kg
Sklapanje	Da