

KOLICA MEHANIČKA FS 980 LA dečja

**Cena: 38.500,00 rsd.**

Šifra: 231324

Kategorija proizvoda: Dečija kolica

Proizvođač: FOSHAN DONGFANG MEDICAL



do sedišta

<b>Visina naslona za leđa</b>	41 cm
<b>Ram</b>	Čelik, plastificiran, makaze
<b>Stranice</b>	Podižu se unazad
<b>Papučice</b>	Fiksne
<b>Prednji točkovi</b>	Mali, puna guma, 6"
<b>Zadnji točkovi</b>	Veliki, duvana guma, 20"
<b>Antikip točkovi</b>	Ne
<b>Težina</b>	15 kg

<b>Nosivost</b>	Do 75 kg
<b>Sklapanje</b>	Da