

KOLICA MEHANIČKA FS 980 LA

Cena: 30.250,00 rsd.

Šifra: 2297

Kategorija proizvoda: Lagana aluminijumska
invalidska kolica

Proizvođač: FOSHAN DONGFANG MEDICAL



do sedišta

Visina naslona za leđa	41 cm
Ram	Duraluminijum, duple makaze
Stranice	Podižu se unazad
Papučice	Ne skidaju se
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 6"
Zadnji točkovi	Veliki, duvana guma, 24"
Antikip točkovi	Ne
Težina	14,6 kg

Nosivost	Do 100 kg
Sklapanje	Da