

KOLICA MEHANIČKA GEMINI

Cena: 35.200,00 rsd.

Šifra: 231004

Kategorija proizvoda: Standardna invalidska kolica

Proizvođač: MOBIAK S.A.



do sedišta	
Visina naslona za leđa	42 cm
Ram	Čelik, duple makaze
Stranice	Podižu se unazad
Papučice	Skidaju se
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 24"
Antikip točkovi	Ne
Težina	18,5 kg

Nosivost	Do 130 kg
Sklapanje	Da