

KOLICA TOALETNA BONN

**Cena: 34.100,00 rsd.**

Šifra: 66066

Kategorija proizvoda: Toaletna kolica sa točkovima

Proizvođač: REBOTEC GMBH



|                                  |                   |  |
|----------------------------------|-------------------|--|
| <b>sedišta</b>                   |                   |  |
| <b>Dubina sedišta</b>            | 45 cm             |  |
| <b>Ukupna širina</b>             | 56 cm             |  |
| <b>Ukupna dubina</b>             | 87 cm             |  |
| <b>Visina od poda do sedišta</b> | 53 cm             |  |
| <b>Visina naslona za leđa</b>    | 53 cm             |  |
| <b>Ram</b>                       | Plastika,<br>guma |  |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Stranice</b>        | Preklopive               |
| <b>Papučice</b>        | Skidaju se               |
| <b>Prednji točkovi</b> | Mali, puna guma, 12,5 cm |
| <b>Zadnji točkovi</b>  | Mali, puna guma, 12,5 cm |
| <b>Težina</b>          | 14,5 kg                  |
| <b>Nosivost</b>        | Do 130 kg                |
| <b>Sklapanje</b>       | Ne                       |