

KOLICA TOALETNA FS 681

Cena: 27.500,00 rsd.

Šifra: 2697

Kategorija proizvoda: Toaletna kolica sa točkovima

Proizvođač: FOSHAN DONGFANG MEDICAL



sedišta	
Ukupna širina	60 cm
Visina od poda do sedišta	53 cm
Ukupna visina	90 cm
Ram	Čelik, hromirani
Stranice	Preklopive
Papučice	Skidaju se
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 15 cm

Zadnji točkovi	Veliki, puna guma 58 cm
Težina	21,4 kg
Nosivost	Do 100 kg
Sklapanje	Da