

KOLICA TOALETNA GENF

Cena: 66.000,00 rsd.

Šifra: 226393

Kategorija proizvoda: Toaletna kolica sa točkovima

Proizvođač: REBOTEC GMBH



sedišta		
Dubina sedišta	45 cm	
Ukupna širina	71 cm	
Ukupna dubina	95 cm	
Visina od poda do tapacirunga	55 cm	
Ukupna visina	90 cm	
Visina naslona za leđa	55 cm	

Ram	Plastika, guma
Stranice	Preklopive
Papučice	Skidaju se
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 20 cm
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 60 cm
Težina	24 kg
Nosivost	Do 130 kg
Sklapanje	Ne

NAPOMENA: Maksimalna visina WC šolje iznad koje se mogu postaviti **toaletna kolica GENF** je 47 cm.