

KONCENTRATOR KISEONIKA HIKONEB OXYBREATH MINI 5 **Cena: 78.650,00 rsd.**

Šifra: 231413

Kategorija proizvoda: APARATI ZA PLUĆNE BOLESNIKE

Proizvođač: KARE MEDIKAL VE ANALITIK



240V /
AC

**Mrežna
frekvencija**

50 Hz

Snaga

330 W

Protok

0,5-5
LPM

Monitor O2	Visok nivo kiseonika %O2 > 82%	
	Nizak kiseonik %O2 < 82%	
	Potrebna tehnička usluga < 70%	

Zasićenje kiseonikom	1-5 L 93 ± 3%	
---------------------------------	------------------	--

Radni pritisak	0,07- 0,09 Mpa	
---------------------------	-------------------	--

Radna temperatura	5-40° C	
------------------------------	---------	--

Bruto težina	17,75 kg	
---------------------	----------	--

Neto težina	15,75 kg	
--------------------	----------	--

Tip	B	
------------	---	--

Klasa	II	
--------------	----	--