

KREVET ELEKTRIČNI DALI STANDARD

Cena: 126.500,00 rsd.

Šifra: 206609

Kategorija proizvoda: Električni kreveti

Proizvođač: BURMEIER GMBH&CO.KG



odgovaraju dimenzijama
dušeka

**Spoljne dimenzije
kreveta**

218 x 102 cm

**Električno podešavanje
visine ležišta**

40 - 80 cm

**Električno podešavanje
naslona za leđa**

0 ° - 70 °

**Električno podešavanje
uznožja**

0 ° - 35 °
prema ležištu
kreveta do 10°

**Trendelenburg / anti -
Trendelenburg položaj**

11°

**Formiranje (kardiološke)
stolice**

**Četiri „Tente“ točka sa
kočnicom**

**Bočne ogradice od drveta
sa obe strane kreveta
koje se mogu spuštati i
podizati do 37 cm visine
po potrebi**

Nosivost kreveta

185 kg